



Be Right™



Reagent set, lead, dithizone method, (no air shipments)

Товар #: 2243100
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Позвоните, чтобы узнать дату доставки

Опасно



For the determination of Lead, Dithizone Method.

For determination of lead by the Dithizone extraction method. USEPA accepted for reporting for wastewater analysis using Hach Method 8033. Range: 3 to 300 µg/L Pb. Set Includes reagents for 100 tests. For air freight shipments, order 2243101

Спецификации

Диапазон измерений:	3 - 300 мкг/л Pb
Инструмент:	All except DR/800, PCII
Количество тестов:	60 - 100
Наименование метода:	Dithizone
Номер метода:	8033
Соответствует требованиям EPA:	да