



Be Right™



## Reagent powder pillows, ChromaVer® 3, chromium , 25 mL, pk/1000

Товар #: 1206628  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Позвоните, чтобы узнать дату доставки

Опасно



For hexavalent chromium determination by the Diphenylcarbohydrazide Method. USEPA accepted for reporting for wastewater analyses using Hach Method 8023. Range: up to 0.70 mg/L Cr. Sample Size: 25 mL.

### Спецификации

Наименование метода: 1,5-Diphenylcarbohydrazide  
Платформа: Powder Pillows  
Соответствует требованиям EPA: да