



Be Right™



Ампулы AccuVac® для определения растворенного кислорода, высокий диапазон, 25 шт./уп.

Товар #:

2515025

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



В ампулах ACCUVAC содержится точное количество реагента, необходимое для выполнения одного теста. Ампулы можно использовать в качестве измерительной кюветы. Для определения растворенного кислорода, метод для высоких концентраций.

Спецификации

Диапазон измерений:	0.3 - 15.0 мг/л O ₂
Инструмент:	Все
Количество тестов:	25
Наименование метода:	Высокий диапазон растворенного кислорода
Номер метода:	8166, 8333
Объем / Размер упаковки:	25 /рк
Параметр:	Кислород, растворенный
Платформа:	Accuvac