

ПРОТОЧНЫЙ ФИТИНГ Проточный фитинг

Товар #: LZY040
RUB Цена: Связаться с Хах

Спецификации

Ввод образца:	G 0.75 " отклонение вбок
Вес:	0,25 кг
Высота:	160 mm
Выход образца:	G 0.75 "
Диаметр:	70 mm внешний
Диапазон давлений:	макс. 0.2 бар при 90 °C
Материал корпуса:	Полипропилен ПП
Поток:	макс. 10 L/min
Расход пробы:	0.1 - 0.5 L/min рекомендуется

Требуемые аксессуары

- СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА DN50 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (Item LZY041)
- НАБОР ПРОКЛАДОК (ВИТОН) (5 ШТУК) (Item LZY042)