



Be Right™



ПРОТОЧНЫЙ ФИТИНГ ДЛЯ ДАТЧИКОВ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА 0

Товар #: LZU080
RUB Цена: Связаться с Хах

Спецификации

Вес:	2 kg
Диапазон рабочих температур:	130 °C максимум
Длина:	175 mm
Длина тела электрода:	120 mm
Материал корпуса:	Нержавеющая сталь 1.4435
Резьба электрода:	Pg 13.5
Технологическое соединение:	G 0.25 " Быстроразъемное соединение, 10 мм
Тип электрода:	12 mm