




Be Right™



## Проточный блок 5мм для датчиков Nitratax и Uvas plus sc

Товар #: LZХ867  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Доступно

### Спецификации

Material:	Measuring cell: PVC; Seals: EPDM; Glands: PVDF; Sample tube: PVC
Ввод образца:	ИД трубки 4 мм/AD 6 мм
Вес:	3,6 кг
Диапазон давлений:	Not pressurized, open drain
Диапазон рабочих температур:	2 - 40 °C (температура образца)
Длина:	333 mm
Длина кабеля:	10 m
Длина пути:	2 mm
Материал корпуса:	Measuring cell: PVC; Glands: PVDF; Sample tube: PVC; Screws: Stainless Steel; Seals: EPDM
Объем пробы:	0.5 - 10 L
Размеры (В x Ш x Г):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Расход пробы:	минимум 0.5 л/ч
Температура пробы:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)