




Be Right™



Sedimeter for Nitratax sc and Uvas sc

Товар #: LZX450
RUB Цена: Свяжитесь с Хах

The sedimenter can be used as a bypass solution. The sample can be let through the sedimenter without prefiltering.

Спецификации

Вес:	Водоотстойник включая только стойка крепления стены: 14.7 кг
Диапазон давлений:	Not pressurized, open drain
Длина:	Монтажная плита для настенного крепления: 800 mm x 495 mm
Инструмент:	подходит для: все датчики Nitratax; все датчики UVAS.
Материал корпуса:	PVC
Языки :	Письменная инструкция