



Be Right™



## Раствор ионов железа (III), 100 мл

Товар #:

2212242

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Раствор реагента для колориметрического определения хлорида, 0,1–25,0 мг/л Cl<sup>-</sup>.

### Спецификации

Количество тестов:	100
Наименование метода:	Тиоцианат ртути
Номер метода:	8113
Объем / Размер упаковки:	100 мл
Параметр:	Хлорид
Платформа:	Раствор

### Требуемые аксессуары

- Раствор тиоцианата ртути, 200 мл (Item 2212129)