



Be Right™



Пакетики с порошковым реагентом для хрома ChromaVer® 3, 25 мл, 100 шт./уп.

Товар #:

1206699

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Порошковый реагент в герметичной упаковке для определения хрома: шестивалентного и общего. Для образца 25 мл. 100 шт./1 уп.

Спецификации

Диапазон измерений:	0 - 1,00 мг/л Cr ⁶⁺
Инструмент:	DR/3000, DR/2000
Количество тестов:	100
Наименование метода:	1,5-дифенилкарбогидразид
Номер метода:	8023
Объем / Размер упаковки:	100 уп.
Платформа:	Powder Pillows
Соответствует требованиям ЕРА:	да