



Be Right™



Индикаторный раствор ПАН; 0,1 %, 50 мл SCDB

Товар #:

2122426

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Колориметрический реагент для определения марганца низкого уровня. Бутылочка с капельным дозатором.

Спецификации

Диапазон измерений:	0,006 - 0,700 мг/л мг/л Mn
Наименование метода:	ПАН
Номер метода:	8149
Объем / Размер упаковки:	50 mL
Параметр:	Марганец
Платформа:	Раствор