



Be Right™



Индикаторный раствор ПАН; 0,1 %, 100 мл

Товар #:

2122432

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Колориметрический реагент для определения марганца низкого уровня. Бутылка с капельной пипеткой.

Спецификации

Количество тестов:	50
Наименование метода:	ПАН
Объем / Размер упаковки:	100 мл
Платформа:	Раствор

Требуемые аксессуары

- Щелочной цианидный реагент, 100 мл MDB (Item 2122332)
- Пакетики с порошком аскорбиновой кислоты, 100 шт./уп. (Item 1457799)