



Be Right™



Пакетики с порошковым реагентом для меди CuVer® 2, 25 мл, 100 шт./уп.

Товар #:

2188299

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Для определения меди; 0,04–5,00 мг/л Cu, в составе высоких уровней алюминия, кальция и железа. Для образца 25 мл. 100 шт. в упаковке.

Спецификации

Количество тестов:	100
Наименование метода:	Бицинхонин
Объем / Размер упаковки:	100 /pk
Параметр:	Медь
Платформа:	Powder Pillows