



Be Right™



Reagent powder pillows, CuVer 1 copper, 10 mL, pk/1000

Товар #: 2105828
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Позвоните, чтобы узнать дату доставки

Опасно



For copper determination by the bicinchoninate method. Range: up to 5.00 mg/L Cu. EPA compliant for wastewater reporting - Hach Method 8506. Sample Size: 10 mL. Pack of 1000 powder pillows.

Спецификации

Диапазон измерений:	0.04 - 5.00 мг/л Cu
Инструмент:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Количество тестов:	1000
Наименование метода:	Bichinchoninate
Номер метода:	8506
Объем / Размер упаковки:	1000 /pk
Параметр:	Copper
Платформа:	Powder Pillows
Соответствует требованиям EPA:	да