



Be Right™



Reagent set, copper, free & total

Товар #:

2439200

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно

Опасно



For determination of free and complexed (chelated) Copper by the Binchoninate method. Range: up to 5.00 mg/L. Set includes: Free Copper Reagent Powder Pillows and Hydrosulfite Power Pillows for 100 tests.

Спецификации

Диапазон измерений:

0.04 - 5.00 мг/л Cu

Инструмент:

DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 900, PCII

Количество тестов:

100

Наименование метода:

Bicinchoninate

Платформа:

Powder Pillows