



Be Right™



Щелочной цианидный реагент, 100 мл MDB

Товар #:

2122332

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Для определения низкого содержания марганца, капельная пипетка с метками (MDB)

Спецификации

Количество тестов:	50
Наименование метода:	ПАН
Объем / Размер упаковки:	100 мл
Параметр:	Марганец
Платформа:	Раствор

Требуемые аксессуары

- Индикаторный раствор ПАН; 0,1 %, 100 мл (Item 2122432)
- Пакетики с порошком аскорбиновой кислоты, 100 шт./уп. (Item 1457799)