



Be Right™



Комплект реагентов для определения марганца, низкий диапазон, ПАН, 10 мл

Товар #:

2651700

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Самостоятельные капельные дозаторы и порошковые реагенты в герметичных упаковках для определения марганца методом ПАН.

В комплекте содержится: щелочной цианистый реагент (2122326) 50 мл, аскорбиновая кислота (1457799), индикаторный раствор ПАН (2122426) 50 мл

Спецификации

Диапазон измерений:

0,006 - 0,700 mg/L Mn

Инструмент:

Все, кроме DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820

Количество тестов:

50

Наименование метода:

ПАН

Номер метода:

8149

Параметр:

Марганец

Специальные указания:

В комплекте содержится: щелочной цианистый реагент (2122326) 50 мл, аскорбиновая кислота (1457799), индикаторный раствор ПАН (2122426) 50 мл