



Be Right™



Пакетики с порошковым буферным реагентом гескаметилентетрамином, 100 шт./уп.

Товар #:

2603999

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Порошковый реагент в герметичной упаковке для определения алюминия методом эриохромового цианина R (ECR). Для образцов 20 мл.

Спецификации

Диапазон измерений:	0,002 - 0,250 мг/л Al
Количество тестов:	100
Наименование метода:	Эриохромовый цианин R
Номер метода:	8326
Объем / Размер упаковки:	100 уп.
Параметр:	Алюминий
Платформа:	Powder Pillows