



Be Right™



## Reagent set, selenium (air freight configuration)

Товар #: 2244201  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Позвоните, чтобы узнать дату доставки

Опасно



For determination of Selenium by the Diaminobenzidine Method. Hach Method 8194. Range: 0.01 - 1.00 mg/L Se. Reagents are packaged for air freight.

### Спецификации

Диапазон измерений:	0.01 - 1.00 мг/л
Количество тестов:	66 - 100
Наименование метода:	Diaminobenzidine
Параметр:	Selenium