



Be Right™



Вода, деионизированная, 4 л

Товар #: 27256
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Доступно

Деминерализованная вода типа 2

Удельная проводимость: ≤ 1 мкСм/см,

Кремний (SiO_2): ≤ 30 мкг/л,

Хлорид (Cl^-): ≤ 20 мкг/л,

Жесткость: отрицательная:

Потребление KMnO_4 : отрицательное

Спецификации

Объем / Размер упаковки:	4 л
Платформа:	Раствор
Срок службы:	60 Месяцев с даты изготовления