

Пакетики с порошковым реагентом для свободного хлора DPD, 10 мл, 100 шт./уп.

Товар #: 2105569 Опасно
RUB Цена: Связаться с Хак
Доступно

Порошковые реагенты в герметичной упаковке для определения свободного хлора методом с DPD. Для образца 10 мл.

Спецификации

Диапазон измерений:	0,02 - 2,00 мг/л Cl ₂
Инструмент:	Все, кроме DR/3000, DR/2000
Количество тестов:	100
Наименование метода:	DPD
Номер метода:	8021
Объем / Размер упаковки:	100 /уп.
Описание:	Пакетики с порошковым реагентом для определения свободного хлора DPD, 10 мл
Параметр:	Хлор, свободный
Платформа:	Powder Pillows
Соответствует требованиям ЕРА:	да
Условия хранения:	10 °С - 25 °С