



Be Right™



## DPD Chlorine Indicator Solution Ampules, ULR, pk/20

Товар #:

2493220

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



For ultra-low Total Chlorine Determination by the DPD method. Hach Method 8370. Range: 2 - 500 µg/L Cl<sub>2</sub>. Ampuled for stability. Package of 20x 1.5 mL ampules.

Boric Acid free!

---

### Спецификации

Количество тестов:	20
Наименование метода:	DPD
Номер метода:	8370
Объем / Размер упаковки:	20 /pk
Платформа:	Раствор