

Пакетики с порошковым реагентом для определения общего хлора DPD, 25 мл, 100 шт./уп.

Товар #: 1406499 Опасно
RUB Цена: Связаться с Хах
Доступно

Порошковый реагент в герметичных упаковках для определения общего хлора, низкий диапазон 0,02–2,00 мг/л Cl₂, высокий диапазон 0,1–10,0 мг/л Cl₂ и брома, 0,05–4,50 мг/л Br₂.

Спецификации

Диапазон измерений:	0,1 - 10,0 мг/л Cl ₂
Инструмент:	DR/3000, DR/2000
Количество тестов:	100
Наименование метода:	DPD
Номер метода:	НК 8167
Объем / Размер упаковки:	100 /pk
Параметр:	Общий хлор, бром, йод
Платформа:	Powder Pillows
Соответствует требованиям ЕРА:	да