



Be Right™



## DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 5 mL, pk/1000

Товар #:

1407628

Опасно

RUB Цена:  
Доступно

Связаться с Хах



For determination of total chlorine by the DPD method.

For use with Hach's Chlorine Visual Test Kits.

Sample Size: 5 mL. Range: up to 3.5 mg/L Cl<sub>2</sub>.

Pack of 1000 powder pillows.

Boric Acid free!

---

### Спецификации

Количество тестов:	1000
Наименование метода:	DPD
Объем / Размер упаковки:	1000 /pk
Платформа:	Powder Pillows