



Be Right™



Реагент для определения свободного хлора DPD, перезаполняемый флакон с дозатором Swiftest, 250 тестов

Товар #:

2105560

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Сменный флакон с дозатором реагентов для определения свободного хлора, 0,02–2,00 мг/л Cl₂.

Спецификации

Диапазон измерений:	0,02 - 2,00 мг/л Cl ₂
Количество тестов:	250
Наименование метода:	DPD
Номер метода:	8021
Параметр:	Хлор, свободный
Платформа:	Swiftest
Соответствует требованиям EPA:	да