



Be Right™



## Реагент для определения общего хлора DPD, многодозовая ампула с дозатором Swiftest, 250 тестов

Товар #: 2105660  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Доступно

Опасно



Сменный флакон с дозатором реагентов для определения общего хлора, 0,02–2,00 мг/л Cl<sub>2</sub>.

### Спецификации

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Диапазон измерений:            | 0,02 - 4,50 мг/л Cl <sub>2</sub> |
| Инструмент:                    | Все, кроме DR/3000, DR/2000      |
| Количество тестов:             | 250                              |
| Наименование метода:           | DPD                              |
| Номер метода:                  | 8167                             |
| Параметр:                      | Хлор, общий                      |
| Платформа:                     | Swiftest                         |
| Соответствует требованиям EPA: | да                               |