



Be Right™



Chlorine Dioxide Reagent Set, DPD Glycine Accuvac Ampules

Товар #: 2771000
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Позвоните, чтобы узнать дату доставки

Опасно



For determination of Chlorine Dioxide by the DPD Glycine method, using Accuvac Ampules. USEPA accepted for reporting for drinking water analysis using Hach Method 10126. Range: 0.04 - 5.00 mg/L ClO₂. Reagent set includes DPD Free Chlorine Accuvac Ampules and Glycine Reagent for 25 tests.

Boric Acid free!

Спецификации

Диапазон измерений:	0.04 - 5.00 мг/л ClO ₂
Инструмент:	All
Количество тестов:	25
Наименование метода:	DPD
Номер метода:	10126
Параметр:	Chlorine Dioxide
Соответствует требованиям EPA:	да