



Be Right™



Ампулы AccuVac® с реагентом для определения общего хлора DPD, 25 шт./уп.

Товар #: 2503025
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Доступно

Опасно



В ампулах содержится точное количество реагента, необходимое для выполнения одного теста. Ампулы можно использовать в качестве измерительной кюветы. Для определения общего хлора, 0,02–2,00 мг/л Cl₂, брома, 0,05–4,50 мг/л Br₂ и йода, 0,07–7,00 мг/л I₂.

Спецификации

Диапазон измерений:	0,02 - 2,00 мг/л Cl ₂
Инструмент:	Все
Количество тестов:	25
Наименование метода:	DPD
Номер метода:	Хлор 8167
Объем / Размер упаковки:	25 /рк
Параметр:	Хлор, общий
	Бром
	Йод
Платформа:	Accuvac
Соответствует требованиям EPA:	да