

# Картридж для цифрового титратора ЭДТА, 0,800 М

Товар #: 1439901 Опасно  
RUB Цена: Связаться с Хах  
Доступно

Готовый к использованию раствор титранта для определения кальция и общей жесткости, 100–4000 мг/л CaCO<sub>3</sub>.

---

## Спецификации

Диапазон измерений:	100 - 4000 мг/л CaCO <sub>3</sub>
Количество тестов:	40 - 100
Наименование метода:	EDTA (ManVer® 2)
Номер метода:	8213
Параметр:	Жесткость, общая
Платформа:	Digital Titrator
Титрант:	ЭДТА 0,800 М