



Be Right™



## Пакетики с порошковым реагентом для определения жесткости UniVer® 3; 100 шт./уп.

Товар #:

96299

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Индикаторный/буферный реагент для использования с тест-наборами для определения общей жесткости. Упаковано в пакетики из фольги для равномерного использования в дозах.

### Спецификации

Наименование метода:	Титрование ЭДТА
Объем / Размер упаковки:	100 /рк
Параметр:	Жесткость
Платформа:	Powder Pillows