



Be Right™



Комплект реагента для определения жесткости, колориметрия с кальмагитом

Товар #:

2319900

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Для определения жесткости, 0,05–4,00 мг/л Са в пересчете на СаСО₃; 0,05–4,00 мг/л Mg в пересчете на СаСО₃. 100 тестов.

Спецификации

Диапазон измерений:	0.05 - 4.00 мг/л Са в качестве СаСО ₃
Инструмент:	Все, кроме РС II
Количество тестов:	100
Наименование метода:	Колориметрия калмагита
Номер метода:	8030
Параметр:	Жесткость, Са и Mg
Платформа:	Раствор