



Be Right™



Пакетики с лимонной кислотой в порошке для кремния, 5 мл, 100 шт./уп.

Товар #:

1454999

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Порошковый реагент в герметичных упаковках для определения кремния в высоком диапазоне кремнемолибдатным методом. Для образца 5 мл.

Для определения кремния с комплектами для визуальных тестов Hach. Образец: 5 мл, 100 шт./уп.

Спецификации

Объем / Размер упаковки:

100 /пк

Платформа:

Powder Pillows