



Be Right™



Комплект реагентов для определения кремния, высокий диапазон, 10 мл

Товар #: 2429600
RUB Цена: Связаться с Хах
Доступно

Опасно



Порошковые реагенты в герметичных упаковках для определения кремния кремнемолибдатуым методом. Для образца 10 мл. 100 шт./уп.

Спецификации

Диапазон измерений:	1 - 100 мг/л SiO ₂
Инструмент:	Все, кроме DR/3000, DR/2000, DR/820, PC II
Количество тестов:	100
Наименование метода:	Кремнемолибдат
Номер метода:	8185
Объем / Размер упаковки:	100 /уп.
Параметр:	Кремний
Платформа:	Powder Pillows