

Реагент для определения гидразина HydraVer 2, 100 мл

Товар #:	179032	Опасно
RUB Цена:	Связаться с Хак	
Доступно		

Для определения гидразина методом с п-диметиламинобензальдегидом. Для образца 10 мл. Бутылка 100 мл.

Спецификации

Диапазон измерений:	4 - 600 мкг/л N ₂ H ₄
Инструмент:	Все, кроме DR/850, DR/820, PC II
Количество тестов:	100
Наименование метода:	п-Диметиламинобензальдегид
Номер метода:	8141
Объем / Размер упаковки:	100 mL
Описание:	Реагент для определения гидразина HydraVer 2
Параметр:	Гидразин
Платформа:	Раствор
Срок службы:	24 месяцев
Условия хранения:	10 °C - 25 °C