

# Стандартный раствор для ХПК, 1000 мг/л в качестве ХПК (NIST), 200 мл

Товар #: 2253929  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Доступно

Однопараметровый стандарт для системы аналитического обеспечения качества.

---

## Спецификации

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Концентрация:            | 1000 мг/л O <sub>2</sub> |
| Объем / Размер упаковки: | 200 mL                   |
| Параметр:                | ХПК                      |
| Платформа:               | Раствор                  |