



Be Right™



Ампулы для гидролиза ХПК, узкий диапазон, 3–150 мг/л ХПК, 25 шт./уп.

Товар #:

2125851

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах



Кюветный тест (Ø 16 мм) с полным набором всех реагентов, оптимизированный для получения надежных результатов измерения и удобства применения. TNT - тест в пробирке

Спецификации

Диапазон измерений:	3 - 150 мг/л O ₂
Инструмент:	DR 900
Количество тестов:	25 (для холостой пробы требуется 1 кювета)
Наименование метода:	Бихромат
Номер метода:	8000
Объем / Размер упаковки:	25 /pk
Описание:	Химическое потребление кислорода
Параметр:	ХПК
Платформа:	Test 'N Tube
Срок службы:	59 Месяцев с даты изготовления
Условия хранения:	15 °С - 25 °С (хранить в защищенном от света месте)