



Be Right™



Пакетики с порошковым реагентом дифенилкарбазона, образец 100 мл, 100 шт./уп.

Товар #:

83699

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Порошковый реагент в герметичной упаковке для определения хлорида методом с нитратом ртути, 10–8000 мг/л Cl^- Для образца 100 мл. 100 шт. в упаковке.

Спецификации

Количество тестов:	100
Наименование метода:	Титрование нитратом ртути
Номер метода:	8206
Объем / Размер упаковки:	100 шт./уп.
Параметр:	Хлорид
Платформа:	Powder Pillows