



Be Right™



Пакетики с порошковым реагентом для определения сульфата SulfaVer® 4, 25 мл, 1 уп./100 шт.

Товар #:

1206599

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Порошковые реагенты в герметичной упаковке для определения сульфата. Для образцов 25 мл. 100 шт./уп.

Спецификации

Reference method:

USEPA 375,4

Диапазон измерений:

2 - 70 мг/л SO₄

Инструмент:

DR/4000, DR/3000,

DR/2010, DR/2000

Количество тестов:

100

Наименование метода:

SulfaVer 4

Номер метода:

8051

Объем / Размер упаковки:

100 /pk

Описание:

Пакетик с порошковым реагентом для сульфата SulfaVer 4, 25 мл

Параметр:

Сульфат

Платформа:

Powder Pillows

Примечание:

*Как правило, DR 5000 использует методы, аналогичные DR/4000. DR 2800 использует методы, аналогичные DR 2700, DR/2500, и DR/2400. Есть некоторые исключения.

Соответствует требованиям EPA:

да

Срок службы:

48 месяцев