



Be Right™



Пакетики с порошковым реагентом для определения сульфата SulfaVer® 4, 10 мл, 100 шт./уп.

Товар #:

2106769

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Порошковый реагент в герметичных упаковках для определения сульфата мутномерическим методом с SulfaVer. Для образца 10 мл. 100 шт./уп.

Спецификации

Диапазон измерений:

2 - 70 мг/л SO_4^{2-}

Инструмент:

Все, кроме DR/4000,

DR/3000, DR/2010,

DR/2000

Количество тестов:

100

Наименование метода:

SulfaVer 4, турбидиметрический

Номер метода:

8051

Объем / Размер упаковки:

100/pk

Параметр:

Сульфат

Платформа:

Powder Pillows

Соответствует требованиям EPA:

да