



Be Right™



Картридж йодат-йодид для цифрового титратора, 0,3998 М

Товар #:

1496101

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Готовый к использованию раствор титранта для анализа сульфита, 4- >400 мг/л SO₃.

Стандартный раствор йодат-йодид. Для определения сульфита йодометрическим титрованием с помощью цифрового титратора. Число = мг/л SO₃ в образце 20 мл. Число x 0,0005 = мЭкв. Приблизительно 40–100 тестов.

Точные результаты всегда и везде

Для методов цифрового титрования используется высокоточное устройство дозирования а также картриджи с концентрированным титрантом для выполнения анализов в лаборатории, на заводе или в полевых условиях.

Быстро и универсально

Заменяемые картриджи позволяют мгновенно заменить титрант. Не требуется очистка или промывка бюреток.

Универсально

Более 50 комбинаций параметров и диапазонов

Экономично

Концентрированные титранты для проведения 40–100 стандартного титрования с помощью одного картриджа.

Спецификации

Диапазон измерений:	0 - 800 мг/л SO ₃ ²⁻
Наименование метода:	Йодат-йодид
Параметр:	Сульфит
Платформа:	Digital Titrator
Титрант:	0,3998 Н KIO ₃ -KI