



Be Right™



## Стандартный раствор хлорида натрия, 491 мг/л NaCl (1000 мкСм/см), 100 мл

Товар #: 1440042  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Доступно

491 мг/л NaCl, для датчиков проводимости, подходит также для стандартизации кондуктометра, 1000 мкСм/см (См/см)

---

### Спецификации

Концентрация:	NA
Объем / Размер упаковки:	100 mL
Параметр:	Проводимость
Платформа:	Раствор