



Be Right™



Стандарт мутности Stablcal, 0,30 NTU, 100 мл

Товар #:

2697942

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Готовый к использованию первичный стабилизированный стандартный раствор формазина, 0,30 NTU, бутылка 100 мл.

Готовые растворы формазина с точной концентрацией

Используя запатентованную технологию производства, компания Hach создает стандарты Stablcal с точной концентрацией в широком ассортименте для обеспечения точных результатов калибровки мутномеров.

Основано на первичных стандартах формазина

Стабилизированные стандартные растворы Stablcal используют светорассеивающий полимер, аналогичный формазину и имеющий эквивалентные характеристики.

Повышенная стабильность экономит время и трудозатраты

Первичные стандарты формазина готовят непосредственно в лаборатории, этот процесс очень трудоемкий и занимает много времени, а разбавленные стандарты нестабильны. Стандарты Stablcal — это стабилизированная версия формазина, обеспечивающая повторяемость результатов без затрат времени и труда, которые требуются для приготовления стандартов в лаборатории.

Надежные результаты

Более 40 лет назад компания Hach впервые начала использовать формазин в качестве стандарта мутности в отрасли производства питьевой воды. Стандарты Stablcal — это десятки лет опыта в измерении мутности.

Спецификации

Концентрация: 0.3 NTU

Объем / Размер упаковки: 100 мл

Платформа: Раствор