



Be Right™



Калибровочный комплект для стандартов мутности Stablcal, портативный турбидиметр 2100Q/QIS, герметичные ампулы

Товар #:

2971205

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Calibration Standard kit for 2100Q/QIS portable turbidimeter. Ampule kit contains Formazin standards in concentrations: 10, 20, 100, 800 NTU.

Комплект стандартов для калибровки Stablcal, для портативного мутномера 2100Q. Стандарты мутности стабилизированного формазина Stablcal являются истинными растворами формазина, разработанными для использования в турбидиметрах. В комплект входят ампулы Stablcal для калибровки по одной 20, 100 и 800 NTU и одна ампула Stablcal 10 NTU для проверки.

Точные предварительно смешанные растворы формазина

Используя запатентованную технологию производства, компания Hach создает стандарты Stablcal в точной концентрации в широком ассортименте для обеспечения точных результатов калибровки мутномеров.

Основано на первичных стандартах формазина

В стандартах стабилизированного формазина Stablcal содержится светорассеивающий полимер, аналогичный полимеру традиционных первичных стандартов мутности формазина. Действие Stablcal также аналогично действию традиционных стандартов.

Повышенная стабильность экономит время и трудозатраты

Первичные стандарты формазина готовят непосредственно в лаборатории, этот процесс очень трудоемкий и занимает много времени, а разбавленные стандарты нестабильны. Стандарты Stablcal — это стабилизированная версия формазина, обеспечивающая сходимость результатов без затрат времени и труда, требуемых для приготовления стандартов в лаборатории.

Точные и надежные результаты

Более сорока лет назад компания Hach впервые в истории фильтрации воды начала использовать формазин в качестве стандарта мутности в промышленности питьевой воды. Стандарты Stablcal — это десятки лет опыта в измерении мутности.

Спецификации

Концентрация:

20, 100, 800, 10 NTU (для проверки)