

Набор вторичных стандартов Gelex для портативных мутномеров серии 2100

Товар #: 2464105
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Доступно

В комплект входят герметичные ампулы по 0–10 NTU, 10–100 NTU и 100–1000 NTU каждая.

Набор вторичных стандартов Gelex, для портативных мутномеров 2100P и 2100Q (в комплект входят герметичные ампулы по 0–10 NTU, 10–100 NTU и 100–1000 NTU каждая).

Спецификации

Объем / Размер упаковки: set of 3