



Be Right™



## Комплект вторичных гелевых стандартов SpecCheck, хлор, низкий диапазон, DPD, 0 - 2,0 мг/л Cl<sub>2</sub>

Товар #: 2635300  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Доступно

Твердые, готовые к использованию стандарты Gelex для выполнения инструментальной проверки в лаборатории и полевых условиях.

Готовый к использованию набор вторичных стандартов SpecCheck включает в себя четыре герметичных стеклянных кюветы по 10 мл с одним холостым тестом и тремя разными стандартами в пределах типичного диапазона проверки, а также инструкции, пластиковую коробку и Сертификат качества.

Стандарты SpecCheck разработаны с помощью компьютерных вычислений. Срок годности: два года с даты изготовления.

---

### Спецификации

Инструмент:	Предусмотрены значения для всех приборов
Концентрация:	0 - 2,0 мг/л Cl <sub>2</sub>
Наименование метода:	DPD
Объем / Размер упаковки:	Комплект из 4 ампул
Параметр:	Хлор