



Be Right™



Комплект вторичных гелевых стандартов для хлора SpecCheck, DPD, 0 - 8,0 мг/л Cl₂

Товар #: 2893300

RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Доступно

Твердые, готовые к использованию стандарты Gelex для выполнения инструментальной проверки в лаборатории и полевых условиях.

Спецификации

Концентрация:	0 - 8,0 мг/л Cl ₂
Наименование метода:	DPD
Объем / Размер упаковки:	Комплект из 4 ампул