



Be Right™



Пакетики с буфером в порошке, pH 4,01 (NIST), цветовая кодировка красным. 50 шт./уп.

Товар #: 2226966
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Доступно

Опасно



pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Индивидуально герметизированные пакетики с буфером в порошке для приготовления свежего раствора 50 мл, цветовая кодировка для удобной идентификации - красный. Прослеживаемый к NIST. Уровень pH равен $4,01 \pm 0,02$ при температуре 25° C.

Свежие и надежные

Пакетики с дозированным порошком являются гарантом свежести буфера, а также исключают возможность загрязнения.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Спецификации

Color coded?:	да
Package settings:	Powder Pillows
pH:	4.01 ± 0.02 pH at 25°C
Объем / Размер упаковки:	50 уп.
Описание:	Буфер PP (цветовая кодировка красным), 50 мл, 50 шт./уп.
Прослеживаемость по NIST:	да
Специальные указания:	Discard prepared solution after use
Срок службы:	24 months
Условия хранения:	10 - 25 °C (protect from light)