



Be Right™



## Пакетики с буфером в порошке, рН 7,00 (NIST), цветовая кодировка желтым, 50 шт./уп.

Товар #: 2227066  
RUB Цена: Свяжитесь с Хах  
Доступно

Опасно



### pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Индивидуально герметизированные пакетики с буфером в порошке для приготовления свежего раствора 50 мл, цветовая кодировка для удобной идентификации - желтый. Прослеживаемый к NIST. Уровень рН равен  $7,00 \pm 0,02$  при температуре  $25^\circ \text{C}$ .

#### Свежие и надежные

Пакетики с дозированным порошком являются гарантом свежести буфера, а также исключают возможность загрязнения.

#### Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

#### Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

---

### Спецификации

Color coded?:	да
Package settings:	Powder Pillows
рН:	$7.00 \pm 0.02$ рН at $25^\circ \text{C}$
Объем / Размер упаковки:	50 шт./уп.
Описание:	Пакетики с буфером для рН, цветовая кодировка рН 7,00 (желтый)
Прослеживаемость по NIST:	да
Специальные указания:	Discard prepared solution after use
Срок службы:	24 months
Условия хранения:	$10 - 25^\circ \text{C}$ (protect from light)

---

### Требуемые аксессуары

- Deionized water, 500 mL (Item 27248)
- Wipes, disposable, 38 x 43 cm, 70/pkg (Item 2096900)