



Be Right™



Пакетики с порошковым реагентом для определения нитрита NitriVer® 3, 25 мл, 100 шт./уп.

Товар #:

1406599

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Порошковый реагент в герметичной упаковке для определения нитритного азота. Для образца 25 мл, 100 шт./уп.

Спецификации

Диапазон измерений:	0.002 - 0.300 мг/л NO ₂ ⁻ -N
Инструмент:	DR/2000, DR/3000
Количество тестов:	100
Наименование метода:	Диазотирование
Номер метода:	8507
Объем / Размер упаковки:	100 уп.
Платформа:	Powder Pillows