



Be Right™



Пакетики с порошковым реагентом для определения нитрата NitraVer® 5, 10 мл, 100 шт./уп.

Товар #:

2106169

Опасно

RUB Цена:

Связаться с Хах

Доступно



Порошковый реагент в герметичных упаковках для определения нитрата методом с восстановлением кадмием. Для образца 10 мл, 100 шт.

Спецификации

| | |
|--------------------------|--|
| Reference method: | SM 4500-NO ₃ -B |
| Диапазон измерений: | 0.3 - 30.0 мг/л NO ₃ -N |
| Инструмент: | Все, кроме DR/3000, DR/2010, DR/2000 |
| Количество тестов: | 100 |
| Наименование метода: | Восстановление кадмия |
| Номер метода: | 8171 MR |
| Объем / Размер упаковки: | 100 /уп. |
| Описание: | Пакетики с порошковым реагентом для определения нитрата NitraVer 5, 10 мл, высокий и средний диапазоны |
| Параметр: | Нитраты |
| Платформа: | Powder Pillows |
| Срок службы: | 40 месяцев |
| Условия хранения: | 10 °C - 25 °C |