

QUANTAB Chloride test strips, low range, 30-600 mg/L, 40 tests

Товар #: 2744940
RUB Цена: Свяжитесь с Хах
Доступно

Ideal for determining quantitative results quickly, simply dip the strip in the sample and compare the length of the colour change to a printed scale.

Спецификации

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Вес с упаковкой: | 0.2 |
| Диапазон измерений: | 30 - 600 Cl ⁻ mg/L |
| Единицы измерения: | 40 tests |
| Количество тестов: | 40 |
| Наименование метода: | Titration Strip |
| Параметр: | Chloride |
| Платформа: | Test Strip |